

Panther Fusion® Open Access™

Innovez grâce à la fonctionnalité Open Access.

Tous les avantages clés du système Panther Fusion®

- | | | |
|---|---|---|
|  <p>Flexibilité
Optimiser les temps d'analyse.</p> |  <p>Automatisation
Tests développés en laboratoire (LDT) de l'extraction aux résultats.</p> |  <p>Contrôle
et réduction des coûts.</p> |
|  <p>Liberté
Améliorer la productivité.</p> |  <p>Consolidation
Exécution simultanée de tests développés en laboratoire et de tests marqués CE-IVD.</p> |  <p>Personnalisation
Logiciel facile à utiliser pour adapter ou développer vos propres protocoles de LDT.</p> |

Qu'est-ce que cela signifie pour votre laboratoire ?

- | | | |
|--|--|--|
|  <p>Réduction du temps de travail</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Gain de temps pour les opérateurs :
Chargement des échantillons, unique étape manuelle. ■ Plus de saisie manuelle des tests et des informations des résultats :
Interface SIL bidirectionnelle. ■ Augmentation des tests par opérateur :
Exécution simultanée jusqu'à 16 LDTs. |  <p>Gain de temps</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pas de travail en série nécessaire :
Chargement aléatoire et continu. ■ Rapport des résultats le jour même :
Obtention des premiers résultats en 2h20. ■ Augmentation de la cadence de traitement des échantillons par rapport aux méthodes manuelles :
Jusqu'à 335 résultats en 8 heures. ■ Exécution des tests en parallèle :
5 canaux de détection pour le multiplexage. |  <p>Réduction des coûts</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Réduction significative des déchets :
Utilisation uniquement de la quantité nécessaire en réactifs et consommables pour le nombre d'échantillons chargés. ■ Utilisation efficace des échantillons :
Possibilité d'exécuter jusqu'à 5 réactions de PCR différentes par extraction ■ Diminution des erreurs de manipulations et des re-tests :
les processus de contrôles garantissent la validité de l'analyse avec une identification positive des échantillons et des résultats. |
|--|--|--|

PANTHER
FUSION® Open Access™

Diagnostic Solutions | Hologic.fr | france@hologic.com

SS-00705-FRA-FR Rév. 001 © 2020 Hologic, Inc. Tous droits réservés. Hologic, Open Access, Panther, Panther Fusion et les logos associés sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales, marques déposées et tous les noms de produits appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation. Ces informations sont destinées aux professionnels de santé. Elles ne doivent pas être considérées comme des sollicitations ou de la promotion de produits lorsque ces activités sont interdites. La documentation Hologic étant distribuée par l'intermédiaire de sites Internet, de diffusions en ligne et de salons professionnels, il n'est pas toujours possible d'en contrôler la disponibilité. Pour obtenir des informations spécifiques sur les produits disponibles à la vente dans un pays donné, contactez votre représentant Hologic local ou écrivez à france@hologic.com.

Non disponible à la vente aux États-Unis.