

# Le système Panther Fusion™

Étude des flux de travail\* : Automatiser.

**Comparaison directe** entre le système Panther Fusion® Open Access™ d'Hologic et le système Roche MagNA Pure + LightCycler 480.

## Champ d'application et méthodologie

84

Échantillons de patients  
(+ contrôles requis)

1

Opérateur de plateforme expérimenté


2

Nombre de jours pour traiter les échantillons

Mesures précises du temps et étapes enregistrées par Nexus

- Nombre de tâches
- Temps de manipulation
- Délai d'obtention des premiers résultats
- Temps de traitement


## Comparaison de la durée



**Panther Fusion**  
84 patients + 4 contrôles  
1 session



**MagNa Pure**  
84 patients + 12 contrôles  
3 sessions




\*Étude des flux de travail : Université du Wisconsin. D Bluel, M Accola, W Rehrauer, Évaluation d'Open Access™ sur le système Panther Fusion® d'Hologic. Affiche présentée à l'ECCMID 2018.

## Récapitulatif du flux de travail

LDT BKV 84 patients



## Récapitulatif des consommables et des déchets



## Qu'est-ce que cela signifie pour votre laboratoire ?

### Avantages du Panther Fusion®

-  Flexibilité
-  Liberté
-  Contrôle

### Innovation Open Access™

-  Automatisation
-  Consolidation
-  Personnalisation

### Avantages pour votre laboratoire

-  Moins d'intervention technique
-  Gain de temps
-  Réduction des coûts

EXÉCUTEZ VOS TESTS SUR  
**PANTHER**  
FUSION®

