

Le système Panther Fusion™

Étude des flux de travail* : consolider.

Expérimentez la possibilité de consolider et d'analyser 5 tests développés en laboratoire (LDT) et 7 tests CE-IVD sur le système Panther Fusion® avec un seul ETP.

Champ d'application et méthodologie



12
Tests

CE-IVD

- CT/GC
- HPV
- Charge virale VIH-1
- Charge virale VHC
- Grippe A/B/RSV
- Para 1-4
- Adv/hMV/RV

LDT

- LDT VZV
- LDT EBV
- LDT BKV
- LDT CMV
- LDT Corona (4 cibles)



23
Cibles




204
Échantillons

Observer et enregistrer

- Facilité d'utilisation
- Temps de manipulation
- Temps de traitement
- Temps d'exécution automatisée
- Nombre de cibles du test et d'échantillons en 8 heures

Délai d'obtention des résultats




Panther Fusion

84 patients + 4 contrôles
1 session

1 h 36
Temps de
manipulation

7 h 00
Temps
d'exécution
automatisée

7 h 36
Temps total



Analysez tous vos tests CE-IVD et LDT ensemble en une journée de travail avec un seul ETP, une plateforme unique et un temps de manipulation de seulement 1 h 36.

En résumé

12

tests

23

cibles

22

contrôles

204

Echantillons

1 h 36

Temps de
manipulation

7 h 00

Temps d'exécution
automatique

3 h 57

Délai d'obtention
des premiers
résultats

7 h 36

Temps total

Qu'est-ce que cela signifie pour votre laboratoire ?

Avantages de Panther Fusion®



Flexibilité



Liberté



Contrôle

Innovation Open Access™



Automatisation



Consolidation



Personnalisation

Avantages pour votre laboratoire

Moins d'intervention
technique

Gain de temps



Réduction des coûts

EXÉCUTEZ VOS TESTS SUR
PANTHER
FUSION®