

PROCHAINEMENT !

Omni™
Hystéroscope

Présentation du NOUVEL hystéroscope Omni™ 3 en 1 « See & Treat » : passons à la nouvelle génération !

3 HYSTÉROSCOPES EN 1

L'avantage de pouvoir visualiser et traiter les pathologies à l'aide d'un seul hystéroscope

LENTILLE CYLINDRIQUE


Une visualisation de qualité pendant toutes les procédures

LONG CANAL DE TRAVAIL (200 mm)

Facilite l'accès et le traitement pour des patientes ayant une grande cavité

DIAMÈTRE RÉDUIT

- Insertion facilitée
- Meilleur confort pour la patiente



PROCHAINEMENT !

Du diagnostic aux procédures opératoires en UN SEUL kit

Kit standard (60-250-1)

Hystéroscope de base	✓
Gaine diagnostique de 3.7 mm	✓
Gaine opératoire de 5,5 mm et canal d'évacuation	✓
Gaine opératoire de 6 mm et canal d'évacuation	✓
Adaptateurs de câbles de lumière	✓

HYSTÉROSCOPE OMNI ET COMPATIBILITÉ MYOSURE	 DISPOSITIF MYOSURE MANUAL	 DISPOSITIF MYOSURE REACH	 DISPOSITIF MYOSURE XL
	Gaine de 5,5 mm	✓	✓
Gaine de 6 mm	✓	✓	✓

CODES DE COMMANDE

Description	Référence de commande
Kit d'hystéroscope Omni™ standard	60-250-1
Canal d'évacuation pour hystéroscope à lentille cylindrique	40-201
Canal d'évacuation pour hystéroscope à lentille cylindrique XL	50-201XL
Panier de stérilisation pour hystéroscope Omni™	60-903
Joints d'étanchéité pour hystéroscope à lentille cylindrique – 10 par paquet	40-902
Ecrou d'extrémité pour canal d'entrée et d'évacuation d'hystéroscope	40-904
Pâte à polir pour hystéroscope (3 tubes)	40-905
Jeu d'adaptateurs Wolf / Storz pour câble de lumière	ASY-04996

Contactez un représentant commercial Hologic pour en savoir plus

Pour connaître des informations détaillées sur les bénéfices et risques, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

L'hystéroscope Omni™ (dispositif de classe IIA conformément à la directive 93/42/CEE) est conçu pour permettre la visualisation du canal cervical et de la cavité utérine en vue d'effectuer des procédures de diagnostic et opératoires.

L'hystéroscope Omni™ n'est pas adapté aux patientes manifestant une maladie inflammatoire pelvienne aiguë ou présentant les affections suivantes : incapacité à dilater l'utérus, sténose du col de l'utérus, infection cervicale ou vaginale, saignement utérin ou menstruations, carcinome invasif du col de l'utérus, perforation récente de l'utérus, contre-indication médicale ou intolérance à l'anesthésie. • Lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.

Fabricant : Hologic Inc (USA) • Dispositif pris en charge en partie par l'assurance maladie