

Gamme d'hystérosopes Omni® d'Hologic

0 ° ou 30 ° C'est vous qui choisissez.

Optimiser l'hystéroscopie diagnostique et opératoire. Un hystéroscope polyvalent entièrement compatible avec le système d'ablation de tissus MyoSure®.

Gamme d'hystérosopes Omni®
Favoriser le progrès.

Commencer



Notre portefeuille pour l'hystérocopie



Gamme d'hystérocopes Omni®

En savoir plus



Collier cervical Omni®Lok

En savoir plus



Système de gestion des fluides Fluent®

En savoir plus



Système d'ablation de tissus
MyoSure®

En savoir plus

Notre portefeuille pour
l'hystérocopie

Gamme d'hystérocopes
Omni® de 0 ° et 30 °

Collier cervical Omni®Lok


Système de gestion des
fluides Fluent®

Système d'ablation de tissus
MyoSure®

Informations de commande

Contact et références

La gamme d'hystérocopes Omni® de 0 ° et 30 °



1. Canaux d'évacuation amovible
2. Joint conçu pour éviter les éclaboussures de liquide
3. Flexibilité pour la prise en charge de plusieurs connectiques de source adaptateur lumière
4. Chemise opératoire d'un diamètre extérieur de 6,0 mm
5. Chemise opératoire d'un diamètre extérieur de 5,5 mm
6. Chemise de diagnostic d'un diamètre extérieur de 3,7 mm
7. Angles de 0 ° et 30 ° chacun avec un champ visuel de 80 ° pour une visibilité optimale de la cavité utérine

Gamme d'hystérocopie
Omni® d'Hologic de 0 ° et 30 °

Pourquoi choisir la gamme
d'hystérocopes Omni® ?

Le plateau d'instruments de
l'hystérocopie Omni®

Pièces de rechange de
l'hystérocopie Omni®

Notre portefeuille pour
l'hystéroscopie

Gamme d'hystéroscopes
Omni® de 0 ° et 30 °

Collier cervical Omni®Lok

Système de gestion des
fluides Fluent®

Système d'ablation de tissus
MyoSure®

Informations de commande

Contact et références

Pourquoi choisir la gamme d'hystéroscopes Omni® ?




Hystéroscope Omni® 3-en-1

Visualiser pour voir et traiter
une pathologie avec un seul
hystéroscope




Grande longueur utile du canal de travail

Facilite l'accès et le traitement des
patientes de grande taille grâce à
une longueur du canal de travail de
200mm



Lentille barreau

Offrant une meilleure
qualité d'optique tout
au long de l'intervention




Angles de 0 ° et 30 °

Conçu pour le système d'ablation
de tissus MyoSure® ainsi que pour
les procédures diagnostiques et
opératoires



Gaine fiable

La gaine s'adapte fermement à
l'hystéroscope Omni® grâce au
guide d'alignement



Embout droit et biseauté

L'hystéroscope Omni® 30° présente
un embout biseauté pour une
insertion facile



Petit diamètre ovale

Insertion facilitée et plus grand
confort pour la patiente

Notre portefeuille pour
l'hystérocopie

Gamme d'hystérocopes
Omni® de 0 ° et 30 °

Collier cervical Omni®Lok


Système de gestion des
fluides Fluent®

Système d'ablation de tissus
MyoSure®

Informations de commande

Contact et références

Le plateau d'instruments de l'hystérocopie Omni®



- | | | | |
|----|---|------|--|
| 1. | Hystérocopie Omni® | 6-8. | 40-904 Capuchon d'extrémité x3 |
| 2. | Chemise de diagnostic de 3,7 mm pour l'hystérocopie Omni® | 9. | 40-901 Adaptateur de faisceau lumineux Wolf |
| 3. | Chemise opératoire de 5,5 mm pour l'hystérocopie Omni® | 10. | 40-900 Adaptateur de faisceau lumineux Storz |
| 4. | Chemise opératoire de 6,0 mm pour l'hystérocopie Omni® | 11. | Gaine d'évacuation pour chemise 6 mm |
| 5. | Gaine d'évacuation pour chemise 5,5 mm | 12. | Plateau d'instruments de l'hystérocopie Omni® avec couvercle |

Pièces de rechange de l'hystéroscope Omni®

Notre portefeuille pour
l'hystérocopie

Gamme d'hystéroscopes
Omni® de 0 ° et 30 °

Collier cervical Omni®Lok

Système de gestion des
fluides Fluent®

Système d'ablation de tissus
MyoSure®

Informations de commande

Contact et références



Capuchon d'étanchéité

Compatible à la fois
avec les hystéroscopes
MyoSure® et Omni®



Écrou de robinet d'arrêt

- Kit 40-911 compatible avec
l'hystéroscope MyoSure®
- Kit 60-911 compatible avec
les hystéroscopes Omni®



Poignée de robinet d'arrêt

- Kit 40-911 compatible avec
l'hystéroscope MyoSure®
- Kit 60-911 compatible avec
les hystéroscopes Omni®



Produit lustrant

Compatible à la fois
avec les hystéroscopes
MyoSure® et Omni®

Notre portefeuille pour
l'hystérocopie

Gamme d'hystérocopes
Omni® de 0 ° et 30 °

Collier cervical Omni®Lok

Système de gestion des
fluides Fluent®

Système d'ablation de tissus
MyoSure®

Informations de commande

Contact et références

Omni®Lok

Adapter et réaliser le See and Treat* sans problème d'étanchéité

Le collier cervical Omni®Lok a été conçu pour améliorer l'efficacité de l'intervention et aider à maintenir la dilatation en réduisant les fuites de liquide^{1,2,3}



En moyenne, **94 % de réduction**
de fuite des fluides^{1,4}



Conçu pour aider à maintenir la
dilatation en **minimisant les fuites**
de fluide du col de l'utérus^{1,3}



Conçu pour **réduire le temps**
de nettoyage et de rotation
du bloc opératoire^{1,2}



* Voir et Traiter

Notre portefeuille pour
l'hystérocopie

Gamme d'hystérocopes
Omni® de 0 ° et 30 °

Collier cervical Omni®Lok

Système de gestion des
fluides Fluent®

Système d'ablation de tissus
MyoSure®

Informations de commande

Contact et références

Système de gestion des fluides Fluent®

Un grand changement dans la gestion des fluides

Un contrôle et une efficacité accrus pour de meilleurs soins aux patientes*

- Installation et utilisation intuitives
- Technologie avancée avec une interface utilisateur intuitive pour une meilleure fiabilité clinique
- Flux de travail rationalisé pour l'ensemble de l'équipe



*Par rapport aux systèmes conventionnels de gestion des fluides actuellement disponibles sur le marché.

Notre portefeuille pour
l'hystérocopie

Gamme d'hystérocopes
Omni® de 0 ° et 30 °

Collier cervical Omni®Lok

Système de gestion des
fluides Fluent®

Système d'ablation de
tissus MyoSure®

Informations de commande

Contact et références

Système d'ablation de tissus MyoSure® Des solutions pour un large éventail de pathologies

Le système d'ablation tissulaire MyoSure est destiné pour la résection et l'ablation par hystérocopie de tissus tels que : des myomes sous-muqueux, des polypes endométriaux et des produits de conception retenus.



Dispositif
MyoSure
MANUAL

BIOPSIE DIRIGÉE
POLYPES ≤ 1 CM



Dispositif
MyoSure
REACH

FIBROMES ≤ 3 CM
TOUS LES POLYPES



Dispositif
MyoSure XL

FIBROMES ≤ 5 CM
TOUS LES POLYPES



Notre portefeuille pour
l'hystérocopie

Gamme d'hystérocopes
Omni® de 0 ° et 30 °

Collier cervical Omni®Lok

Système de gestion des
fluides Fluent®

Système d'ablation de tissus
MyoSure®

Informations de commande

Contact et références

Informations de commandes

Caractéristiques des hystérocopes : diamètres externes de 3.7, 5.5 et 6.0 mm, longueur 200 mm

Hystéroscope Omni® 30°

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
60-250-30-1	Kit standard Omni® 30°
60-250-30-2	Kit Light Omni® 30°
60-200-30	Hystéroscope Omni® 30°
60-201-30	Chemise de diagnostique pour Omni® 30° (3,7 mm)
60-202-30	Chemise de opératoire pour Omni® 30° (5,5 mm)
60-203-30	Chemise de opératoire pour Omni® 30° (6,0 mm)
40-201-30	Canal d'évacuation pour hystéroscope Omni® 30°
50-201XL-30	Canal d'évacuation XL pour hystéroscope Omni® 30°

Hystéroscope Omni 0°

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
60-250-1	Kit standard Omni® 0°
60-250-2	Kit Light Omni® 0°
60-200	Hystéroscope Omni® 0°
60-201	Chemise de diagnostique Omni® (3,7 mm)
60-202	Chemise de opératoire Omni® (5,5 mm)
60-203	Chemise de opératoire Omni® (6,0 mm)
40-201	Canal d'évacuation pour hystéroscope à lentille barreau MyoSure®
50-201XL	Canal d'évacuation XL pour hystéroscope à lentille barreau MyoSure

Système de gestion des fluides Fluent®

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
FLT-100	Système Fluent
FLT-006	Poche de recueil des fluides pour Fluent (boîte de 5)
FLT-112	Pack de consommables Fluent (conditionnement par 6 unités) comprenant le InFloPak, le OutFloPak, une poche de recueil des fluides et une chaussette de recueil des tissus
FLT-010	Chaussette de recueil des tissus Fluent (boîte de 10)

Dispositif d'ablation de tissu MyoSure®

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
20-403ML	Dispositif d'ablation de tissus MyoSure MANUAL (boîte de 3)
30-403LITE	Dispositif d'ablation de tissus MyoSure LITE (boîte de 3)
10-403FC	Dispositif d'ablation de tissus MyoSure REACH (boîte de 3)
50-503XL	Dispositif d'ablation de tissus MyoSure XL (boîte de 3)
50-603XL	Dispositifs d'ablation de tissus MyoSure pour Fluent XL (boîte de 3)
10-550	Unité de commande MyoSure

Accessoires et pièces de rechange

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
60-903	Plateau pour hystéroscope Omni®
OLK-100	Collier cervical Omni®Lok
60-911	Pièces de rechange de l'hystéroscope Omni®
40-911	Kit de pièces de rechange pour le canal d'évacuation de l'hystéroscope MyoSure
60-5FR	Capuchon d'étanchéité Omni® 5RF
40-902	Joint pour hystéroscope
ASY-04996	Adaptateurs câble de lumière pour hystéroscope

Notre portefeuille pour
l'hystéroscopie

Gamme d'hystéroscopes
Omni® de 0 ° et 30 °

Collier cervical Omni®Lok

Système de gestion des
fluides Fluent®

Système d'ablation de tissus
MyoSure®

Informations de commande

Contact et références

Pour de plus amples informations, rendez-vous
sur le site **www.hologic.fr** ou contactez
votre représentant commercial local.

EN SAVOIR PLUS

Nom :

E-mail :

Téléphone :



2797



Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, Belgium.

Bibliographie : **1.** Par rapport aux interventions effectuées sans le joint du col de l'utérus Omni®Lok. **2.** Données archivées d'Hologic. VAR-08420. **3.** Données archivées d'Hologic, DHM-07810 **4.** Données archivées d'Hologic, VER-09159. **5.** Données archivées d'Hologic. VER-10319.

• La solution MyoSure est destinée à une utilisation intra-utérine par des gynécologues qualifiés, pour la résection et l'ablation par hystéroscopie de tissus tels que : des myomes sous muqueux, des polypes endométriaux et les rétentions trophoblastiques • Lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation. • Dispositif médical de Classe IIa. • Le système de gestion de fluide Fluent a pour but de fournir une distension liquide de l'utérus lors d'une hystéroscopie diagnostique et opératoire et de surveiller le différentiel de volume entre le fluide d'irrigation s'écoulant dans et hors de l'utérus tout en assurant l'entraînement, le contrôle et l'aspiration de morcellateurs hystéroscopiques. Le système de gestion des fluides Fluent ne peut pas être utilisé pour introduire des liquides dans l'utérus lorsque l'hystéroscopie est contre-indiquée. Le système de gestion de fluide Fluent ne doit pas être utilisé chez des femmes enceintes ou présentant une infection pelvienne, des malignités cervicales ou un cancer de l'endomètre précédemment diagnostiqué. Pour obtenir des renseignements détaillés sur les avantages et les risques, y compris les contre-indications relatives à l'ablation de l'endomètre, veuillez consulter les instructions d'utilisation. • Lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation. Dispositif médical de Classe IIb. • L'hystéroscope Omni® est utilisé pour l'observation du canal cervical et de la cavité utérine dans le but d'effectuer des procédures diagnostiques et chirurgicales. L'hystéroscope Omni® n'est pas adapté aux patientes manifestant une maladie inflammatoire pelvienne aiguë ou présentant les affections suivantes : incapacité à dilater l'utérus, sténose du col de l'utérus, infection cervicale ou vaginale, saignement utérin ou menstruations, carcinome invasif du col de l'utérus, perforation récente de l'utérus, contre-indication médicale ou intolérance à l'anesthésie. • Lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation. Dispositif médical de Classe IIa • Le Collier cervical Omni® Lok est destiné à minimiser les fuites de liquide de distension du col de l'utérus lors d'une intervention hystéroscopique. Le collier cervical Omni Lok est utilisé lors d'une intervention hystéroscopique pour réduire les fuites du liquide de distension par le col de l'utérus. Le collier cervical Omni Lok ne doit pas être utilisé sur des patientes présentant des contre-indications à l'hystéroscopie. Dispositif médical de Classe I (stérile). • Des actes effectués avec ces dispositifs médicaux sont susceptibles d'être pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations (et sous conditions).

PRE-01514-FRA-901 Rév.001 Hologic, Inc. © Février 2025 Tous droits réservés. Hologic, Fluent, MyoSure, Omni®, Omni®Lok et les logos associés sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Ces informations sont destinées aux professionnels de santé. Elles ne doivent pas être considérées comme des sollicitations ni faire la promotion de produits lorsque ces activités sont interdites. La documentation Hologic étant distribuée par l'intermédiaire de sites Internet, de diffusions en ligne et de salons professionnels, il n'est pas toujours possible d'en contrôler la disponibilité. Pour obtenir des informations spécifiques sur les produits disponibles à la vente dans un pays donné, contactez votre représentant Hologic local ou écrivez à france@hologic.com.