

Test Aptima® HPV

Ne pas seulement détecter une présence.
Détecter une menace

Le test Aptima HPV allie une excellente sensibilité et une spécificité supérieure à celle des tests basés sur l'ADN, contribuant ainsi à une meilleure prise en charge des patientes.

Le test Aptima HPV cible l'ARNm viral E6/E7 de 14 types de HPV à haut risque, en identifiant les infections les plus susceptibles d'évoluer vers un cancer du col de l'utérus. Il aide ainsi les médecins à maximiser les bénéfices du dépistage tout en limitant les interventions potentiellement inutiles.

Le test peut être réalisé à partir d'échantillons cervicaux ou d'échantillons vaginaux auto-prélevés, recueillis à l'aide du kit de collecte d'échantillons sur écouvillon Aptima Multitest.¹

Une solution flexible adaptée à chaque stratégie de dépistage¹



Co-testing

Utilisé avec la cytologie cervicale comme test de dépistage complémentaire



Dépistage primaire

Utilisé comme test de dépistage primaire, avec ou sans cytologie



Test de triage


Pour l'orientation des patientes présentant des résultats de frottis ASC-US

Accroître les bénéfices tout en minimisant les risques potentiels²⁻¹¹

Sensibilité clinique du test HPV pour $\geq$ CIN3

Le test Aptima HPV offre une excellente sensibilité, comparable à celle des tests basés sur l'ADN.


Population de référence



Spécificité clinique du test HPV pour $\leq$ CIN2

Le test Aptima HPV présente une sensibilité équivalente aux tests basés sur l'ADN avec une spécificité supérieure.

Population de référence



" Par rapport aux autres tests HPV, le test AHPV a démontré de manière répétée une sensibilité clinique équivalente, mais une spécificité supérieure pour la détection des lésions cervicales ($\geq$ CIN2/ $\geq$ CIN3)."

– Haedicke et al. 2016.¹²

Minimiser les risques potentiels


La surexpression des oncoprotéines E6/E7 est nécessaire à la progression des lésions cervicales associées au HPV.¹ En détectant l'ARNm E6/E7, le test Aptima® HPV offre une excellente sensibilité pour la détection des lésions cervicales ainsi qu'une spécificité supérieure à celle des tests HPV qui ne distinguent pas les infections transitoires des infections persistantes.¹³

La réduction des résultats faussement positifs aide les cliniciens à orienter les bonnes patientes vers la colposcopie.



Les études longitudinales indiquent une détection statistiquement similaire des lésions $\geq$ CIN2 et $\geq$ CIN3 sur une période de suivi de dix ans¹³


La diminution du nombre de faux positifs réduit le risque de surtraitement¹³



Une solution flexible pour tous les besoins de dépistage

Validé avec les prélèvements cervicaux recueillis dans les flacons ThinPrep® Pap Test contenant la solution PreservCyt® ainsi qu'avec ceux collectés à l'aide du kit Aptima de prélèvement et de transport d'échantillons cervicaux, le test Aptima® HPV s'intègre dans une solution complète Hologic pour le dépistage du cancer du col de l'utérus.

Le test Aptima® HPV est une solution flexible qui répond à l'ensemble des besoins en matière de dépistage cervical. Le test peut être réalisé à partir d'échantillons cervicaux ou d'échantillons vaginaux auto-prélevés, recueillis à l'aide du kit de prélèvement d'échantillon par écouvillon Aptima Multitest.



Informations de commande

	Nom du produit	Quantité par kit	Référence catalogue
Test Aptima HPV	Test Aptima HPV	100 Tests	302929
	Test Aptima HPV Assay	250 Tests	303093
	Test Aptima HPV 16/18/45 Genotype ¹⁴	100 Tests	303236

CE 2797 EC REP Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, Belgium. Numéro de l'organisme notifié, le cas échéant

Solution de diagnostic | Hologic.fr | france@hologic.com

References: 1. Aptima HPV Assay [Package Insert] AW-22202-001 Rev 003 San Diego, CA: Hologic Inc 2023. 2. Wu R, Belinson SE, Du H, et al. Human papillomavirus messenger RNA assay for cervical cancer screening: the Shenzhen Cervical Cancer Screening Trial I. Int J Gynecol Cancer. 2010;20(8):1411-4. 3. Stoler MH, Wright Jr TC, Cuzick J, et al. APTIMA HPV assay performance in women with atypical squamous cells of undetermined significance cytology results. Am J Obstet Gynecol. 2013;208(2):144.e1-8. 4. Ratnam S, Coutlee F, Fontaine D, et al. Aptima HPV E6/E7 mRNA test is as sensitive as Hybrid Capture 2 Assay but More Specific at Detecting Cervical Precancer and Cancer. J Clin Microbiol. 2011;49(2):557-564. 5. Monsonego J, Huggens MG, Zerat L, et al. Evaluation of oncogenic human papillomavirus RNA and DNA tests with liquid-based cytology in primary cervical cancer screening: the FASE study. Int J Cancer. 2011;129(3):691-701. 6. Cuzick J, Cadman L, Mesher D, et al. Comparing the performance of six human papillomavirus tests in a screening population. British J Cancer. 2013;108:908-913. 7. Nieves L, Enerson CL, Belinson S, et al. Primary Cervical Cancer Screening and Triage Using an mRNA Human Papillomavirus Assay and Visual Inspection. Int J Gynecol Cancer. 2013;23:513-518. 8. Iftner T, Becker S, Neis KJ, et al. Head to Head Comparison of the RNA Based Aptima Human Papillomavirus (HPV) Assay and the DNA-Based Hybrid Capture 2 HPV test in a Routine Screening Population of Women Aged 30 to 60 Years in Germany. J Clin Microbiol. 2015;53(8):2509-16. 9. Reid JL, Wright Jr TC, Stoler MH, et al. Human Papillomavirus Oncogenic mRNA Testing for Cervical Cancer Screening: Baseline and longitudinal results from the CLEAR study. Am J Clin Pathol. 2015;144:473-483. 10. Cook DA, Smith LW, Law JH, et al. Comparative performance of human papillomavirus messenger RNA versus DNA screening tests at baseline and 48 months in the HPV FOCAL trial. J Clin Virol. 2018;108:32-37. 11. Muangto T, Chanthasenanont A, Lervutivivat S, et al. Experience of combined liquid based cervical cytology and high-risk HPV mRNA for cervical cancer screening in Thammasat University Hospital. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(9):4409-4413. 12. Haedicke J, Iftner T, et al. A review of the clinical performance of the Aptima HPV assay. J Clin Virol. 2016;76(1):S40-S48. 13. Aptima HPV Assay [package insert] AW-22202-001_003_01, Calculated from Table 14. Aptima HPV 16/18/45 Genotype Assay [Package Insert] AW-22203-001 Rev 001.

Le Aptima HPV assay est un test d'amplification de cible utilisant des sondes d'acides nucléiques pour la détection qualitative in vitro d'ARNm messagers (ARNm) viraux E6/E7 de 14 types de Papillomavirus humains (HPV) à haut risque (16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68). Le Aptima HPV assay ne fait pas la différence entre les 14 types à haut risque. • Le Aptima HPV assay est prévu pour le dépistage chez des patientes ayant des résultats de frottis cytologiques de type ASC-US (atypie des cellules malpighiennes de signification indéterminée) afin de déterminer si elles ont besoin d'une colposcopie. Le Aptima HPV assay peut être utilisé conjointement avec une cytologie cervicale (co-test) pour le dépistage et ainsi évaluer la présence ou l'absence d'HPV à haut risque. Le Aptima HPV assay peut-être utilisé en dépistage primaire, avec ou sans cytologie cervicale, pour identifier les patientes ayant un risque de développer un cancer du col ou d'être atteinte d'une maladie de col de grade élevé. Le test Aptima HPV sert à tester les types d'échantillons suivants sur le Panther System : échantillons cervicaux prélevés en flacon de test ThinPrep® Pap contenant la solution PreservCyt™ avant ou après traitement Pap, échantillons cervicaux prélevés avec le kit de prélèvement cervical et de transport Aptima ou échantillons cervicaux prélevés dans le liquide de conservation SurePath Fabricant : Hologic, Inc. • Lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation. SS-00255-FRA-FR Rev 003 © 2026 Hologic, Inc. Hologic, Aptima, ThinPrep et les logos associés sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ces informations sont destinées aux professionnels de santé. Elles ne doivent pas être considérées comme des sollicitations ni faire la promotion de produits lorsque ces activités sont interdites. La documentation Hologic étant distribuée par l'intermédiaire de sites Internet, de diffusions en ligne et de salons professionnels, il n'est pas toujours possible d'en contrôler la disponibilité. Pour obtenir des informations spécifiques concernant les produits disponibles à la vente dans un pays donné, contactez votre représentant Hologic local ou écrivez à france@hologic.com